



DIRECTIONS

Best Baby Gender Test (BabyTest) is designed to indicate your baby's gender early in the pregnancy.

The kit consists of a jar to collect the urine and a plastic vial with a reagent. Please read carefully all the directions before you begin.

Follow these 4 steps:

- 1- Collect your first morning's urine in the jar provided (approximately 80ml)
- 2- Open the plastic vial with the reagent and pour it into the jar with urine.
- 3- Close the jar with the lid, swirl and wait 2 minutes.
- 4- After 2 minutes compare urine's color with the standards for boy or girl indicated in the label.

RESULTS

A urine color that is green indicates a baby GIRL.

A urine color that is orange or red indicates a baby BOY.

IMPORTANT: If you get a Boy result keep the test with its lid closed and at room temperature (e.g. in your bathroom) for one week. If the color changes after a week (e.g. from Boy to Girl) you should consider this as your test result.

CAUTION

Keep out of children's reach. Do not ingest. Avoid contact with skin or eyes. Should contact occur, flush with copious amounts of water. Best Baby Gender Test has been designed to predict the gender of the baby after week 10th of your pregnancy, nevertheless maximum accuracy is

achieved only after week 14th of the pregnancy.

Any deviation from the above indicated directions may cause inaccurate results.

We recommend that you do not make any financial or emotional decision based on the results of this test.

Use with at least 5 hours of urine retention.

We do not recommend the use of this test if you have PCOS (Polycystic Ovarian Syndrome).

Do not perform the test while on progesterone, wait 10 days from last dose.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

- Can I just hold my pee for 5 hs. and then take the test?

No. It's very important to have a good resting period before taking the test.

- What if I am having twins or multiples? If you are having identical twins, the test will indicate boy or girl with its standard colors. If you are having fraternal twins or multiples, a boy result will simply indicate that at least one baby is male, but a green or yellow urine would indicate that all babies are female .

- It is a pregnancy test?

No. This is not a pregnancy test.

- Does this test mean that I do not need to see my healthcare provider?

You should see your healthcare provider on regular basis throughout your pregnancy to ensure that both you and your baby are healthy.

- Who should I contact if I have a question?

For questions and comments contact www.bestbabygender.com or e-mail info@bestbabygender.com.

Congratulations on your pregnancy and thank you for choosing us!



INSTRUCCIONES DE USO

Best Baby Gender Test (Babytest) ha sido diseñado para detectar en forma temprana el género del bebé a través de la orina de la mujer embarazada.

El presente kit contiene un frasco para orina y un tubo plástico con la solución reactiva.

Por favor lea atentamente todas las instrucciones antes de comenzar.

Siga los siguientes pasos:

- 1- Recolectar la primera orina de la mañana en el frasco hasta alcanzar los 80 ml. (Solamente utilizar la primera orina de la mañana).
- 2- Abrir el tubo plástico y colocar el contenido dentro de la orina recién recolectada.
- 3- Colocar la tapa en el frasco, agitarlo suavemente y esperar 2 minutos.
- 4- Después de pasado el tiempo indicado comparar el color de la orina con los patrones que contiene el frasco.

LECTURA DE RESULTADOS

Si su orina queda verde usted está esperando una NIÑA.

Si su orina queda de color anaranjado o rojizo usted está esperando un NIÑO.

IMPORTANTE: Si su resultado es NIÑO deje el test cerrado y a temperatura ambiente por una semana. Si el color cambia (por ejemplo de rojo a verde) debe considerar este color como su resultado final (NIÑA).

PRECAUCIONES

Mantener alejado del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con ojos, y piel. Si el contacto ocurre lavar rápidamente con abundante agua.

Best Baby Gender Test puede ser utilizado a partir de la semana 10 de embarazo, sin embargo los resultados han demostrado tener mayor precisión a partir de la semana 14 del embarazo. Los resultados del test pueden alterarse si no se siguen los pasos indicados o si el tiempo de retención de orina no fue de por lo menos 5 horas.

Por precaución le recomendamos esperar al nacimiento de su bebé para tomar cualquier tipo de decisión emocional y/o financiera (elección del color del cuarto del bebé, nombres, etc.).

Si usted hace uso de progesterona se recomienda esperar 10 días de la última dosis para realizar el test. No se recomienda la utilización del test si usted posee Síndrome de Ovario Policístico. La presencia de infecciones urinarias puede alterar el resultado del test.

PREGUNTAS FRECUENTES

- ¿Qué pasa si es un embarazo múltiple?
Si el resultado indica femenino significa que todos los bebés son niñas. Si el resultado es masculino indica que por lo menos uno de los bebés es niño.

- ¿Es un test de embarazo?

Este test NO le indica si usted está embarazada.

- ¿Puedo dejar de ir al doctor una vez que se el sexo del bebé?

No. De ninguna manera debe abandonar a su médico. Los cuidados prenatales son muy importantes a lo largo de todo el embarazo, tanto para preservar su salud como la de su bebé.

- ¿Con quien me contacto si tengo alguna consulta?

Si tiene alguna duda o sugerencia ingrese a www.bestbabygender.com o envíe un mail a

info@bestbabygender.com.

Felicitaciones por su embarazo y gracias por habernos elegido para compartir su alegría!



INSTRUÇÕES DE USO

Best Baby Gender Test (BabyTest) foi desenvolvido para lhe informar o sexo do bebê por meio da urina da mulher grávida.

A embalagem contém um copo de teste e uma ampola plástica com o reativo.

Siga estes passos:

1. Quando acordar colete a primeira urina da manhã ate onde indica a marcação do copo de teste (aprox. 80ml)
2. Abra a ampola e coloque o reativo dentro da urina.
3. Coloque a tampa do copo, agite e espere 2 minutos.
4. Compare a cor da urina com os padrões de menino e menina presentes no rotulo do copo.

LEITURA DE RESULTADOS

Se sua urina fica verde você está esperando uma MENINA.

Se sua urina fica laranja ou vermelha você está esperando um MENINO.

IMPORTANTE: Se o resultado for laranja ou vermelho mantenha o teste com a tampa fechada e a temperatura ambiente (por ex. no seu banheiro) por uma semana. Se a cor do teste muda (por ex. de vermelho para verde) deve-se considerar esta ultima cor como o resultado final do teste (MENINA).

PRECAUÇÕES

Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Não ingerir. Evitar o contato com os olhos e com a pele. Em caso de acidente, lave o local com água em abundancia.

Best Baby Gender Test pode ser utilizado para saber o sexo do bebê a partir da semana 10 da gravidez, porem

a máxima precisão é alcançada apenas a partir da semana 14 da gravidez.

Deve ter uma retenção de urina de pelo menos 5 horas.

Qualquer alteração na execução do teste pode afetar os resultados.

Recomendamos esperar ate o nascimento do seu bebê pra fazer qualquer tipo de decisão financeira ou emocional (por ex. eleição de nomes, compra de roupa, etc.)

Não e recomendado fazer o teste se você tiver S.O.P. (Síndrome do Ovario Policístico) .

Se você faz o uso de Progesterona, recomendamos que espere 10 dias a partir da ultima dose para a realização deste teste.

La presencia de infección urinaria altera o resultado deste teste.

PERGUNTAS FREQUENTES

- ¿O que acontece se tenho gêmeos idênticos ou fraternos?

Se forem gêmeos idênticos o teste indicara um menino ou uma menina, seguindo as cores indicadas anteriormente. Se forem gêmeos fraternos, poderá detectar que todos serão meninas, se o resultado for de menina. Caso o resultado indique menino significa que pelo menos um dos bebês será um menino.

- ¿O teste pode determinar se estou grávida?

Não, este teste não e um teste de gravidez.

- ¿Poso deixar de visitar ao meu medico?

Não! Você deve visitar seu medico durante toda a gestação para ter certeza que tanto você quanto seu bebe estão em boas condições de saúde

- ¿Quem posso contatar se tiver alguma duvida?

Se você tiver alguma duvida o sugestão acesse a www.bestbabygender.com o mande um mail a

info@bestbabygender.com.

Parabéns pela sua gravidez!